

Dokumentationsskema

Monitorering af steriliseringsprocesser

Sterilizer No.: 01


Sterilisationsafdeling: *Hospital
Sterilcentral*

Date: 2011-03-19

Sterilisationsproces: Damp









Formalin



Bowie-Dick-Simulation Test (BDS)

BDS-Test indikator strip	Test O.K.?	Ansvarlig
	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<i>Erica Møller</i>

Batch Monitoring system*

Påsat **gke**-dokumentation labels eller noter manuelt

Initialer-, autoklave- og batch nr.	1	2	3	4
	EM 01 1783 <i>gke Steri-Record®</i>	EM 01 1784 <i>gke Steri-Record®</i>	EM 01 1785 <i>gke Steri-Record®</i>	EM 01 1786 <i>gke Steri-Record®</i>
Produktionsdato	2011 - 03 - 19 	2011 - 03 - 19 	2011 - 03 - 19 	2011 - 03 - 19 
Udløbsdato	2011 - 06 - 19	2011 - 06 - 19	2011 - 06 - 19	2011 - 06 - 19
Påsat batch strips Farveskift fra gul til sort				
Sterilisationstemperatur Sterilisationstid	134 °C 8:05 m	134 °C 9:15 m	134 °C 10:50 m	121 °C 12:25 m
Test O.K.?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
Initialer	<i>Erica Møller</i>	<i>Erica Møller</i>	<i>Erica Møller</i>	<i>Erica Møller</i>

Initialer-, autoklave- og batch nr.	5	6	7	8
	EM 01 1787 <i>gke Steri-Record®</i>			
Produktionsdato	2011 - 03 - 19 			
Udløbsdato	2011 - 06 - 19			
Påsat batch strips Farveskift fra gul til sort				
Sterilisationstemperatur Sterilisationstid	134 °C 2:10 m	°C m	°C m	°C m
Test O.K.?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
Initialer	<i>Erica Møller</i>			