



# Instrumentpleje

Priser pr. januar 2017



## Steri-Oil

Enkel og præcis dosering af olie. Godkendt til både tørsterilisation og autoklave.

Varenumre:

Kort tip 7mm, ek11-3, min. bestilling: 3 stk. Pris: 55,- kr./stk.

Lang tip 40mm, ek11-4, min. bestilling: 3 stk. Pris: 65,- kr./stk.




## Satin Pads

Rensning af instrumenter ved f.eks. fastbrændt væv. Bruges på satinerede og børstede instrumenter.

Varenummer:

ek11-66, pakke med 10 stk., grå (fin).

Pris: 165,- kr./pakke.




## Diamond Rubber® - "Viskelæder"

Fjerner pletter, korrosion og belægninger. Kan også anvendes til at fjerne elektrokemisk (fejl)mærkning på kirurgiske instrumenter.

Varenummer:

ek11-50, min. bestilling: 3 stk.

Pris: 125,- kr./pakke.



## Pull Thru®

Hulrørsrensning til gennemtræk. Signifikant bedre rengøring end med børster. Fjerner mellem 96%-100% snavs i ét gennemtræk. Ét gennemtræk svarer til 5 gennemtræk med almindelig børste. Skaber et vakuum, så detergent suges op i kanalen.

Størrelser fra 1 mm til 15 mm (i lumen), min. bestilling: 30 stk. (5 x 6 stk.)

Pris: 9,- kr./stk.



### **Pull Thru®**

Endoskop rengøring til gennemtræk. Dokumenteret bedre rengøring end med børster.

Varenumre:

ZZ2850+60, kassette med 60 stk. inkl. ophæng. Pris: 600,- kr./kassette (10,- kr. /stk.)

ZZ2850+180, refill med 180 stk. Pris: 1.620,-kr /stk. (9,-kr. /stk.)



### **Stubby Brush**

Dobbelt rensbørste til rengøring af ventiler og knapper på endoskoper. Diameter: 1,2-8,0mm. Børstelængde: 45-55mm.

Varenummer:

ZZSB512+30, pakke med 30 stk.

Pris: 180,- kr./pakke. (6,- kr. /stk.)



### **Surgistain**

Fjerner rust og belægninger på kirurgiske stål instrumenter. Kan anvendes i afrensningskar. Virker effektivt (30 minutter) og har en behagelig duft.

Varenummer:

345B, min. bestilling: 1 karton med 4 dunke á 4L.

Pris: 1.180,- kr./karton (295,- pr. dunk)



### **Face Shield**

Beskytter ansigtet og halsen mod stænk. Anti-dug. Latex fri.

Varenummer:

345FSH, min. bestilling: 50 stk.

Pris: 11,- kr./stk.

Kontakt os gerne for mere information eller afprøvning på din afdeling.