



Kar til afrensning af instrumenter

Sikker og let håndtering ved kemisk afrensning af instrumenter.
Kan for eksempel bruges til afrensning med Surgistain®

- ✓ Let aftapning af væske efter brug
- ✓ Aftageligt låg der minimerer dampe
- ✓ Termostat, så den rette temperatur opretholdes
- ✓ Passer til standard DIN instrument net på max. 480 x 250mm
- ✓ CE mærket i henhold til maskindirektivet



Vi har i mere end 15 år udviklet, fremstillet, distribueret og forhandlet medico-tekniske artikler og viden

Tekniske specifikationer

Vægt: 1.27kg

Indhold: 28.5 l

Varmelegeme: 1.0kW / 230V

Temperatur interval: 30-110°C

Ydre mål: 585 x 220 x 280mm (inkl. ben og kontrolpanel)

Indre mål i kar (over rist / bundplade): 512 x 140 x 280mm

Anbefalet fyldning (med 50mm instrument net): 15 l

Artikel nr.: 06-00200

